




НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РЕЦЕССИЙ ДЕСНЫ



HUFRIEDYRUSSIA



Рекомендует доктор

Зограбян Артавазд

Стоматолог-хирург,
пародонтолог,
имплантолог, специалист
в реконструктивной
хирургии и хирургии
мягких тканей. Главный
врач стоматологической
клиники «Миллион Яблок»,
Санкт-Петербург



IMEDIN18_S

Кассета для стерилизации
и хранения 18-ти инструментов



TKN1

Инструменты для туннельной техники



TKN2

Инструменты для туннельной техники



PH26M

Распатор Hurzeler



PPBUSER6

Распатор Buser



PCPUNC157

Зонд пародонтологический



www.hu-friedy.ru

HuFriedyGroup
The Best In Practice



S14

Ножницы LaGrange дважды изогнутые для шовного материала, 11,5 см



TP41

Пинцет Adson анатомический, 12 см




NH5038

Иглодержатель Crile-Wood прямой, 15 см
тонкие щетки *3-0, 4-0, 5-0, 6-0



10-130-03

Классическая ручка для лезвий с метрической линейкой



10-130-05E

Ручки для лезвий круглая, сбалансированная



10-256-15

Лезвия для скальпеля 15С, 100 шт.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Все шарнирные инструменты — щипцы, кусачки, ножницы, пинцеты, крово- останавливающие зажимы, ортодонтические щипцы и т.д. — должны быть смазаны. Регулярное использование специализированной смазки-спрея (ILS) для инструментов Hu-Friedy, поможет предотвратить ржавчину, коррозию и способствует долгому сроку службы.

Все шарнирные инструменты стерилизуются.



Тел.: +7 (495) 580-30-80

Адрес: Москва, Новгородская улица, д. 1, этаж 4, пом. А404.3

🌐 www.hu-friedy.ru 📱 @HuFriedyRussia 📺 HuFriedyRus

COMDENTAL ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР HU-FRIEDY НА ТЕРРИТОРИИ РФ

HuFriedyGroup
The Best In Practice